


Veja as técnicas de aplicação no site
www.poolfix.com.br



REDE TUBULAR ELÁSTICA

Fabricado no Brasil pela Pooltex, POOLFIX apresenta uma evolução tecnológica que permite uma melhor adesão do curativo sem o comprometimento de compressão da pele e tecidos profundos, bem como a circulação arterial e venosa.

Composto por fibras elásticas de Elastodieno, recobertas por Poliamida, ambos materiais hipoalergênicos, POOLFIX permite seu uso diretamente sobre a pele.

Poolfix deve ser usado na medida indicada para cada parte do corpo humano, evitando o excesso de compressão sobre o curativo. Em caso de dúvida use preferencialmente uma medida maior.

Composição POOLFIX:
 24% Elastodieno (recoberto com Poliamida)
 76% Poliamida

Cor	Calibre	Largura	Adulto	Infantil
0,5	11 mm	dedo (p)	dedo	dedo
1	14 mm	dedo	dedo	punho
2	17 mm	punho	punho	mão - pé
3	21 mm	mão - pé	mão - pé	antebraço - cotovelo
4	23 mm	antebraço - cotovelo	antebraço - cotovelo	braço - perna
5	29 mm	braço - perna	braço - perna	cabeça - pescoço - joelho - ombro
5,5	33 mm	cabeça-pescoço-joelho-braço	cabeça-pescoço-joelho-braço	coxa
5,8	43 mm	cabeça-pescoço-joelho-coxa-braço	cabeça-pescoço-joelho-coxa-braço	abdome
6	57 mm	ombro - coxa	ombro - coxa	perineal
7	59 mm	perineal - torax - abdome (P)	perineal - torax - abdome (P)	
8	66 mm	perineal - torax - abdome (M)	perineal - torax - abdome (M)	
9	83 mm	perineal - torax - abdome (G)	perineal - torax - abdome (G)	
10	100 mm	perineal - torax - abdome (GG)	perineal - torax - abdome (GG)	



Pooltex Ind. Com. de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli - EPP
 Rua Taboão, 93 - Vila Santa Clara - CEP 12951-755 - Atibaia - SP
 Tel: +55 11 4402-3421 - www.poolfix.com.br - poolfix@poolfix.com.br

PATENTE
REQUERIDA

APLICAÇÃO



A "Rede Tubular" Poolfix é um moderno e poderoso aliado no arsenal utilizado para fechamento dos curativos de feridas e pós operatórios.

POOLFIX permite o acompanhamento da evolução das feridas e curativos com a simples troca dos materiais usados, abolindo quase que totalmente as fitas adesivas.



POOLFIX fixa o curativo corretamente em qualquer parte do corpo humano, adaptando-se como se fosse uma roupa; e para isto, basta fazer os cortes adequados.

POOLFIX proporciona pressão uniforme, sem ser incômodo para o ser humano; permitindo completa liberdade de movimentos.



POOLFIX é um produto hipoalergênico e não causa incômodo, mesmo usado por longo período.

Disponível em 13 medidas diferentes permite o uso em seres humanos de qualquer tamanho (consulte nossa tabela de calibres e métodos de aplicação no site www.poolfix.com.br)



POOLFIX não desfia quando cortado e mantém sua elasticidade, mesmo após uso prolongado.



CURATIVO ONCOLÓGICO

V.O.G. 79 anos - Paciente com câncer da cavidade oral, realizada hemimandibulectomia esquerda, pelveglossectomia a esquerda, ressecção dos planos superficiais com colocação de retalho miocutâneo de peitoral maior e enxerto gorduroso na falha dos planos superficiais "Antes de utilizar a rede pra fazer o curativo, era muito complicado. Primeiro utilizamos a atadura, mas além de ser muito trabalhoso, ele se queixava que esquentava muito. Depois começamos a fazer o curativo com a fita adesiva, mas judiava muito, porque eu precisava fazer a barba dele todo dia, se não a fita não colava, e quando precisava tirar, sempre ele se queixava que doía e com o passar do tempo, já estava ficando tudo machucado em volta do curativo por ficar colando e descolando a fita todos os dias... Com a Rede ficou muito mais prático pra mim, e muito mais confortável pra ele."



CURATIVO EM LESÕES FORMADA POR FITAS ADESIVAS



Paciente 65 anos Hepatopata e Plaquetopenico, "por ter abdome ascítico a pele fica sensível, e com o uso do adesivo teve piora nas lesões, sendo assim o Poolfix foi a melhor solução para fixação dos curativos"



L. B., 27 anos - Paciente com queimaduras de 2º grau no dorso das mãos e dedos.

CURATIVO EM QUEIMADOS



J. K., 70 anos - Paciente com queimaduras de 2º grau profunda, no pé esquerdo.

CASOS DE DIFÍCIL FIXAÇÃO DE CURATIVOS



CURATIVO EM LESÕES VASCULARES



CURATIVO EM LESÕES POR PRESSÃO



CURATIVO EM LESÕES NA FACE OU CABEÇA



CURATIVO EM AMPUTAÇÃO DE MEMBRO



PROTEÇÃO DO CATETER PICC, ACESSO VENOSO PEDIÁTRICO



CURATIVOS EM EPIDERMÓLISE BOLHOSA

