

TissueAid™

Um nome confiável no fechamento de incisões cirúrgicas e lesões traumáticas superficiais.



sem suturas,
menos dor



diminuição do
tempo cirúrgico



antibacteriano,
reduz o risco de
infecção



melhor
resultado estético



à prova d'água



O que é a cola para tecido EXTERNO TissueAid™?

A TissueAid destina-se apenas à aplicação dérmica externa. É indicada para fechar incisões cirúrgicas e lacerações induzidas por trauma. Pode ser usada em conjunto com suturas dérmicas profundas.

Especificações:

Apresentada em um tubo de alumínio selado de 0,8g, com dois dispensadores macios; pode ser utilizado em dois tempos cirúrgicos, em um mesmo paciente.



Benefícios da cola para tecido EXTERNO TissueAid™

Aplicador de ponta macia patenteada

- Pronto para uso, sem necessidade de mistura
- Aplicador amigável
- Menor tempo de secagem
- Sem gotejamento
- Aplicação indolor, sem necessidade de anestesia local (nas lesões traumáticas superficiais)
- 2 dispensadores descartáveis em um pacote.

Formulação patenteada de 2-Octilcianoacrilato

- Mais estável que o cianoacrilato de n-butil
- Biocompatível
- Biodegradável
- Maior força
- Melhor flexibilidade
- Alta viscosidade - aumenta a segurança e eficiência.



Dispositivo médico de classe II

- Excelente ligação das bordas da incisão cirúrgica
- Fechamento mais rápido da incisão cirúrgica, formando uma barreira microbiana e impermeabilização imediatas
- Protege a incisão de 5 a 10 dias, até a cicatrização completa
- Não necessita de remoção
- Melhor cicatrização do que com a sutura
- Usado em uma variedade de cirurgias: tireoidectomia, herniorrafia, cesariana, abdominoplastia, mastectomia, mamoplastia, etc.

Tubo de alumínio estéril

- De fácil manipulação
- Sem risco de quebra de vidro
- Armazenamento à temperatura ambiente
- Todos são embalados em uma bolsa estéril Tyvek™.

Tubo de 0,8g

- Volume maior que o dos concorrentes: 1 tubo pode cobrir uma lesão de até 30cm.

Estudos Clínicos do TissueAid™

Incisão em cirurgia toracoscópica: um estudo comparativo sobre TissueAid™ e método tradicional.
Objetivo: a cola para tecido externo de 2-octilcianoacrilato tem sido usada para muitos procedimentos cirúrgicos e fechamentos de incisões. No entanto, seu uso como dispositivo de fechamento de cirurgia toracoscópica videoassistida não foi devidamente avaliada. Este estudo compara as características da incisão após serem fechadas pela cola para tecido Externo TissueAid™ da GeneJet Biotech e aqueles fechados pelo método tradicional.

Método: 30 pacientes divididos aleatoriamente em dois grupos.
Resultado: a cola para tecido externo TissueAid™ pode aliviar a dor pós-operatória com melhor efeito estético nas cicatrizes, com maior satisfação do paciente com a incisão causada pelas cirurgias toracoscópicas videoassistidas. A cola para tecido externo TissueAid™ é segura, eficaz e uma boa alternativa para fechamento da lesão.

Wenjie Huang, M.D. | Diretor do Departamento de Cirurgia Torácica, Mackay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan

Dia 0 Grupo cola para tecido externo-paciente A no 0º dia;



Dia 30 Grupo cola para tecido externo-paciente A no 30º dia;



TissueAid™

Dia 0 Grupo sutura-paciente B no 0º dia;



Dia 30 Grupo sutura-paciente B no 30º dia;



Sutura

A cola para tecido EXTERNO TissueAid™ possui a certificação



FABRICADO POR:
GENEJET BIOTECH CO.,LTD.

Distribuído por:

SYMATESE - LATAM EQUIP. MÉDICOS LTDA
Tel.: 11 2666-4731
vendas@symateselatam.com.br
www.symateselatam.com.br

